

GOeasy!

GOeasy. Simply beautiful!

GOeasy!
dental materials



Simply beautiful!




Hoşgeldiniz

Yüksek kaliteli ürün grubumuz **GOeasy'e** olan ilginiz için çok teşekkür ederiz. En yüksek kalitede bir Alman markası olan **GOeasy'i** sizlere tanıtmak isteriz.

GOeasy ürünleri Almanya'da üretilmektedir. **PL Superior Dental Materials GmbH, Hamburg** bu ailenin ürünlerini tüm dünyaya ihraç etmeye başlamıştır. İş ortaklarımız birinci sınıf kalitedeki ürün grubumuz **GOeasy'yi** güvenliği, işlevsel güvencesi ve makul fiyatlarıyla değerlendirecektir.

GOeasy ürün yelpazesi modern diş hekimlerinin günlük işlerinde ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Böylelikle diş hekimleri klasik ya da en yeni nesil yüksek kaliteli ürünlerimizle çalışma tarzlarından ve hastalarının taleplerinden kaynaklanan tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecektir. Tüm ürünlerimiz çok iyi bir fiyat-performans oranı ve harika bir kullanım sunmaktadır.



Sunduğumuz **GOeasy** ürünleri şu şekildedir: Mikro hibrit kompozitler, Seramikle kuvvetlendirilmiş kompozitler, Nano kompozitler, Kron köprü malzemesi, cam iyonomer dolgu ve yapıştırma simanları, ölçü malzemeleri, Liner ve Taban Maddeler, geçici dolgu malzemeler, florür ürünleri ve ihtiyaç olan tüm diğer ürünler. Tüm bunları farklı ambalajlarda sunuyoruz. Sizden haber almayı ve **GOeasy** ailesinin üyesi olmanızı dört gözle bekliyoruz.



Ürün çözümleri



Simply beautiful!

GOeasy dünya kadar renkli! Her ürün kendi grubunda renk kodlu şeffaf ambalajlarda sunulmaktadır. Aldığınız ürünün içeriğini net bir şekilde görebilirsiniz.

Ayrıca dişhekimlerinin restorasyon malzemesi ihtiyaçlarının çoğu en gelişmiş diş dünyası inovasyonları ve yüksek kaliteyle karşılanmaktadır. **GOeasy** ürün konsepti bu kadar kolaydır.

Her ürün grubunun kendi renk kodlu dünyası vardır. Bu günümüzün hızlı diş hekimliği dünyasında önemli bir rol oynar; birbiriyle eşleşen ürünler ilk görüşte tanınır.

Mümkün olan en iyi fiyatla mükemmel çözümler. **GOeasy: Simply beautiful! (Bu basitleştirilmiş GOeasy güzelliğidir!)**

GOeasy ürün yelpazesi: Kolay kullanım – ve çok daha fazlası!



Kompozitler ve Bondingler



Liners, Vernik ve Fissür Örtücü



Tüm Simanlar



Geçici Kron & Köprü malzemeleri



Ölçü ve Isırma kaydı materyalleri



Diş protez materyalleri

Simply beautiful!



İçindekiler

► Kompozitler ve Bondingler

Filling composites

GOeasy Fill Nano	sayfa 07
GOeasy Fill Ceram	sayfa 08
GOeasy Fill	sayfa 09

Flowable composites

GOeasy Flow Nano	sayfa 10
GOeasy Flow	sayfa 10
GOeasy Flow SE *	sayfa 11

Bondings, Liners

GOeasy Etch Bond Mono	sayfa 12
GOeasy Basic Bond	sayfa 12
GOeasy Etch	sayfa 13
GOeasy Etchbond Duo	sayfa 13

► Liners, Vernik ve Fissür Örtücü

Liners

GOeasy Glass Line	sayfa 14
GOeasy Ca-Line LC	sayfa 14
GOeasy Ca-Line	sayfa 15
GOeasy Seal	sayfa 15

Vernik ve Fissür Örtücü

GOeasy F-Mix Varnish	sayfa 16
GOeasy F-Mix Gel	sayfa 16

► Tüm Simanlar

Konvansiyonel GI Simanlar


GOeasy Glass Fill Extra	sayfa 17
GOeasy Glass Fill Classic	sayfa 18
GOeasy Glass Cem Classic	sayfa 18

Reçine modifiye GI Diş Simanlar

GOeasy ResinGlass Fill	sayfa 19
GOeasy ResinGlass Cem	sayfa 19

Kompozit Yapıştırma Simanı

GOeasy Flow Cem Duo	sayfa 20
---------------------	----------



► **Geçici Kron & Köprü malzemeleri**

GOeasy Provi Temp	sayfa 21
GOeasy Provi Cem	sayfa 22
GOeasy Provi Fill	sayfa 22

► **Ölçü ve Isırma kaydı materyalleri**


GOeasy Reprint Putty	sayfa 23
GOeasy Reprint Light	sayfa 23
GOeasy Reprint Medium	sayfa 24
GOeasy Reprint Bite	sayfa 24

► **Diş protez materyalleri**

GOeasy Soft Rebase System	sayfa 25
GOeasy Hard Rebase System	sayfa 26

► **Aksesuarlar**

sayfa 27



Simply beautiful!

Kompozitler ve Bonding uygulamaları. Güçlüyüm-uyumluyum-güzelim!

Universal mi yoksa akıcı mı? Mikro ya da Nano-hibrit? Self Etch ya da Total-etch bonding işlemlerimi? Işıklı ya da Dual cure bonding işlemleri mi? Çünkü restorasyon prosedürleriniz sırasında hepsine ihtiyacınız olabilir, **GOeasy** ürün yelpazesi geniştir. Tüm ürünlerimiz mükemmel kullanım özellikleriyle beraber kolay yerleştirme işlemi sağlamak için geliştirilmiştir.

Filling composites

GOeasy Fill Nano	Işıklı sertleşen nano dolgu kompozitleri, minimum büzülme oranı	sayfa 07
GOeasy Fill Ceram	Işıklı sertleşen mikrohibrit kompozitler, yüksek stresli bölgeler için	sayfa 08
GOeasy Fill	Işıklı sertleşen mikrohibrit kompozitler, mükemmel kıvam	sayfa 09

Flowable composites

GOeasy Flow Nano	Işıklı sertleşen akıcı nano kompozitler	sayfa 10
GOeasy Flow	Işıklı sertleşen akıcı mikrohibrit kompozitler	sayfa 10
GOeasy Flow SE*	Kendinden adezivli, ışıklı sertleşen akışkan nano kompozit	sayfa 11

Bondings, Liners

GOeasy Etch Bond Mono	Tek bileşenli self-etching light cure adhesive	sayfa 12
GOeasy Basic Bond	Tek bileşenli total-etch tekniği için light cure adhesive	sayfa 12
GOeasy Etch	Tiksotropik asit jel	sayfa 13
GOeasy Etchbond Duo	İki Bileşimli self-etch dual cure adhesive sistemi	sayfa 13

Elbette size hepsi bir arada başlangıç setlerini de sunuyoruz:

GOeasy Fill Nano System	Işıklı sertleşen nano dolgu mikrohibrit kompozit, minimum büzülme, iki opak rengi (mine, dentin) Self-etch bonding sistemi ile çok tabakalama tekniği için
GOeasy Fill Ceram System	Işıklı sertleşen mikrohibrit kompozit, yüksek stresli bölgeler için, iki adet opak rengi (mine, dentin) Self-etch bonding sistemi ile çok tabakalama tekniği için
GOeasy Fill System	Işıklı sertleşen mikrohibrit kompozit, mükemmel kıvam orta opak tonları Total-etch bonding sistemi ile tek tabaka tekniği için

* Bu ürün talep üzerine mevcuttur.



GOeasy Fill Nano

Işık sertleşen universal nano partikülle güçlendirilmiş kompozit, minimum büzülme, mükemmel estetik ve yüksek mekanik dayanıklılığa sahiptir.

Geliştirilmiş aşınma direnci , yüksek dolduruculuk oranı içeriğiyle kombine edilmiş, **GOeasy Fill Nano'yu** restorasyona uygun yüksek yüzey parlaklığına göre cilalanabilir hale getirmektedir. Sanat eseri seviyesindeki estetik restorasyon için seçiminiz.

Geniş renk yelpazesi.



ENDİKASYONLARI

- ▶ Tüm kavite restorasyonları (sınıf I den VI)
- ▶ Travmaya uğramış dişlerin yeniden yapılandırılması
- ▶ Kor yapımı
- ▶ Kompozit inleyler için

AVANTAJLARI

- ▶ Ön ve Arka bölgelerde tüm kavite sınıfları için
- ▶ Kolay ve hızlı uygulama
- ▶ En iyi uygulama özelliği
- ▶ Mükemmel ve daimi marjinal sızdırmazlık
- ▶ Sıkıştırılamaya uygun
- ▶ Üstün renk kalıcılığı
- ▶ Doğal diş rengine mükemmel uyum
- ▶ En yüksek parlaklıkta cilalanabilirlik
- ▶ Yüksek radyoopasite
- ▶ Minimum büzülme
- ▶ Yüksek mekanik mukavemet

Bölüm. Sayı.	Madde
3301	4 g şırınga, ton A1
3302	4 g şırınga, ton A2
3303	4 g şırınga, ton A3
3304	4 g şırınga, ton A3.5
3306	4 g şırınga, ton B2
3307	4 g şırınga, ton B3
3308	4 g şırınga, ton C2
3321	4 g şırınga, ton OA3 (Dentin)
3323	4 g şırınga, ton BL (Bleach)
3324	4 g şırınga, ton INC (Incisal)
3390	Set: 5 x 4 g şırınga A1, A2, A3, A3.5, B2, 5 ml Etch Bond Mono, aksesuarlar



Simply beautiful!

GOeasy Fill Ceram

En iyi mekanik özellikler için seramik doldurucularla güçlendirilmiş posteriora olduğu kadar anterior için de universal ışıkla sertleşen mikrohybrit Kompozit.

Opak dentin tonunu içeren geniş VITA® renkleri yelpazesi.



ENDİKASYONLARI

- ▶ Sınıf I ila V arası dolgular
- ▶ Travmatik olarak etkilenen ön dişlerin rekonstrüksiyonu
- ▶ Kor yapımı
- ▶ Kompozit inley uygulamaları

AVANTAJLARI

- ▶ Tüm kavite sınıfları için universal kullanım, Kolay ve hızlı uygulama
- ▶ Kolay uygulama özelliği
- ▶ Mükemmel ve daimi marjinal sızdırmazlık
- ▶ Üstün renk kalıcılığı
- ▶ Doğal diş rengine mükemmel uyum
- ▶ Yüksek radyoopasite

Bölüm. Sayı.	Madde
3201	4 g şiringa, ton A1
3202	4 g şiringa, ton A2
3203	4 g şiringa, ton A3
3204	4 g şiringa, ton A3.5
3206	4 g şiringa, ton B2
3207	4 g şiringa, ton B3
3210	4 g şiringa, ton C2
3221	4 g şiringa, ton OA3 (Dentin)
3222	4 g şiringa, ton INC (Incisal)
3290	Set: 5 x 4 g şiringa A1, A2, A3, A3.5, B2, 5 ml Basic Bond, 2 ml Etch jel, aksesuarlar



GOeasy Fill

Mükemmel uygulama ve çalışma karakteri ile ışıqla sertleşen Universal mikrohibrit kompozit.

Kolay kullanımı, yapışmayan uygulama özelliği, kavite adaptasyonu açısından sanatsal restorasyonlar için universal Kompozit. En çok kullanılan renklerde mevcuttur.



ENDİKASYONLARI

- ▶ Uygulaması kolay ön ve arka diş restorasyonlarının doldurulması
- ▶ Travmatik olarak etkilenen anteriyörlerin rekonstrüksiyonu
- ▶ Kore yapımı
- ▶ Kompozit inleyler için

AVANTAJLARI

- ▶ Çok amaçlı ön ve arka diş restorasyonları
- ▶ Kolay ve hızlı uygulama
- ▶ Kolay Kullanım özelliği
- ▶ Mükemmel ve daimi marjinal sızdırmazlık
- ▶ Doldurulabilir kıvam
- ▶ Yüksek renk kararlılığı
- ▶ Radyopak

Bölüm. Sayı.	Madde
3101	4 g şırınga, ton A1
3102	4 g şırınga, ton A2
3103	4 g şırınga, ton A3
3104	4 g şırınga, ton A3.5
3106	4 g şırınga, ton B2
3190	Set: 5 x 4 g şırınga A1, A2, A3, A3.5, B2, 5 ml Basic Bond, 2 ml Etch jel, aksesuarlar



Simply beautiful!

GOeasy Flow Nano

Geniş bir indikasyon yelpazesi ile ışıkla sertleşen nano partikül takviyeli akışkan Kompozit.

Gelişmiş mekanik özellikler, minimum büzülme ve ikna edici estetik için gelişmiş Nano doldurucu teknolojisiyle **GOeasy Flow Nano**.



ENDİKASYONLARI

- ▶ Kavite tabanı doldurma
- ▶ Kesim işlemlerinde doldurma block out malzemesi I, III, IV ve V nolu küçük kavitelerin dolgusu
- ▶ Oynayan anteriorları Sabitleme
- ▶ Molarlar ve premolarlar için genişletilmiş fissür örtücü
- ▶ Kompozit dolguların ve venerlerin onarımı

AVANTAJLARI

- ▶ Kolay Kullanım
- ▶ Çok düşük büzülme
- ▶ Çok yüksek mekanik özellikler
- ▶ Kolay parlatma
- ▶ Yüksek aşınma dayanıklılığı
- ▶ İyi Estetik

Bölüm. Sayı.	Madde
3351	2ml şırınga, ton A1, 3 Needle Tips (iğne ucu) 17
3352	2ml şırınga, ton A2, 3 Needle Tips (iğne ucu) 17
3353	2ml şırınga, ton A3, 3 Needle Tips (iğne ucu) 17
3354	2ml şırınga, ton A3.5, 3 Needle Tips (iğne ucu) 17

GOeasy Flow

Işıkla sertleşen kolayca akan mikrohibrit kompozit.

En yaygın tonlara indirgenen **GOeasy Flow**, üst çene sınıf V gibi erişimin zor olduğu hazırlık çalışmalarında sınırsız güvenilirlikle harika şekilde akışkan bir kompozittir.



ENDİKASYONLARI

- ▶ Sınıf II kavitelerin taban dolgusu
- ▶ Kavite duvarlarının 2 mm'ye kadar kaplanması
- ▶ I, III, IV ve V gibi küçük kavite sınıflarına yönelik dolgular
- ▶ Kompozit dolgular ve venerlerin onarımı

AVANTAJLARI

- ▶ Yüksek mekanik özellikler
- ▶ Aşınmaya karşı yüksek direnç
- ▶ Harika estetik
- ▶ İdeal akışkanlık

Bölüm. Sayı.	Madde
3152	2ml şırınga, ton A2, 3 Needle Tips (iğne ucu) 20
3153	2ml şırınga, ton A3, 3 Needle Tips (iğne ucu) 20
3154	2ml şırınga, ton A3.5, 3 Needle Tips (iğne ucu) 20

GOeasy Flow SE*

Kendinden adezivli, ışıkla sertleşen akışkan nano kompozit.

GOeasy Flow SE mükemmel akıcılıkta bir kompozit sağlar ve bondinge gerek duymayan, kullanımı çok kolay bir malzemedir.



ENDİKASYONLARI

- ▶ Küçük, Klas 1 restorasyonlar
- ▶ Klas 1 ve klas 2 kavitetlerde astar olarak
- ▶ Pit ve Fisür kapatma
- ▶ Genişletilmiş fisür kapatma
- ▶ Filling of undercuts

AVANTAJLARI

- ▶ Kendinden adezivli,
- ▶ İyi Mekanik özellikler
- ▶ İyi Su dayanımı
- ▶ Harika estetik
- ▶ İdeal akışkanlık

Bölüm. Sayı.	Madde
3401	2 ml şırınga, ton A1, 3 Needle Tips 20, 3 mavi fırça
3402	2 ml şırınga, ton A2, 3 Needle Tips 20, 3 mavi fırça
3403	2 ml şırınga, ton A3, 3 Needle Tips 20, 3 mavi fırça

*Bu ürün talep üzerine mevcuttur.

Simply beautiful!

GOeasy Etch Bond Mono

Işıklı sertleşen kompozitler için tek bileşenli self etch adhesive.



ENDİKASYONLARI

- ▶ Nemli ortamda çalışan light cure restorasyonların tüm kavite sınıfları için self etch bonding ajanı

AVANTAJLARI

- ▶ Tek adım
- ▶ Tek şişe
- ▶ Ayrı asitlemeye ihtiyaç yok
- ▶ Nemli diş yüzeyine kuvvetli bağlanma
- ▶ Mine ve dentine güvenilir bağlanma

Bölüm. Sayı.	Madde
3501	5 ml şişe

GOeasy Basic Bond

Işıklı sertleşen kompozitlerin total etch tekniği için işlemleri için tek bileşenli light cure adhesive.



ENDİKASYONLARI

- ▶ Işıklı sertleşen kompozitler ile tüm kavite sınıfların direk restorasyonları için dentin ve mine yüzeylerinin total etch tekniğinden sonra uygulanan.

AVANTAJLARI

- ▶ Işıklı sertleşen
- ▶ Total etch tekniği ile kullanım kolaylığı
- ▶ Nemli yüzeylerde bile kuvvetli bağlanma
- ▶ Çok iyi yapışma kuvveti sayesinde dentin ve mineye güvenilir adhesyon
- ▶ Tek seferde kolay ve hızlı uygulama

Bölüm. Sayı.	Madde
3503	5 ml şişe

GOeasy Etch

% 37 fosforik asit içeren tiksotropik etching asit jeli.



ENDİKASYONLARI

Total veya selektif etch tekniği için asit jeli.

- ▶ Kompozit dolguların kavite hazırlığı için asit
- ▶ Yapıştırılmış protez elemanların marjinlerin için asitleme hazırlığı hazırlanması
- ▶ Fissür örtücü işlemlerinde minenin asitlenmesi

AVANTAJLARI

- ▶ Katkı olarak kullanılabildiği gibi selektif tiksotropik
- ▶ Viskozitede de kullanılabilir

Bölüm. Sayı.	Madde
3504	2 ml şırınga, 3 Needle Tips (iğne ucu) 25

GOeasy Etchbond Duo

Çift şişe, self etch , dual curing adhesive. Dual cure ve self cure Kompozitler için.



ENDİKASYONLARI

- ▶ Her türlü kavite sınıflarının nemli ortamda çalışmasına uygun dual cure ve self cure Kompozitler için adhesive

AVANTAJLARI

- ▶ Dual cure: Işık kürü ve ışığın ulaşmadığı alanlarda güvenilir self cure
- ▶ Ayrı asitleme gerekli değildir
- ▶ Mine ve dentine güçlü bağlanma
- ▶ Kolay ve hızlı uygulama

Bölüm. Sayı.	Madde
3502	2 x 5 ml şişe

Simply beautiful!

Liner, Vernikler ve Fissür Örtücüler. Önleyin ve koruyun!

Goeasy pulpaya yönelik onarıcı bir prosedür veya basit bir önleme müdahalesi için size faydalı ve uygun materyaller sağlar.

Astar

GOeasy Glass Line	Işıklı sertleşen cam-iyonomer esaslı liner	sayfa 14
GOeasy Ca-Line LC	Işıklı sertleşen radyoopak kalsiyum hidroksit liner	sayfa 14
GOeasy Ca-Line	Kalsiyum hidroksit liner	sayfa 15
GOeasy Seal	Işıklı sertleşen fissür örtücü	sayfa 15

Cilalar ve profilaksi

GOeasy F-Mix Varnish	Florür ihtiva eden profilaksi vernik	sayfa 16
GOeasy F-Mix Gel	Florür ihtiva eden profilaksi jeli	sayfa 16

GOeasy Glass Line

Florür salıcı ışıkla sertleşen camı iyonomer taban liner.



ENDİKASYONLARI

- ▶ Tüm doğrudan restorasyonlar için Cam İyonomer taban liner

AVANTAJLARI

- ▶ Işık kürü
- ▶ Florür salımı
- ▶ Kolay kullanım ve hassas uygulama için şırıngadan uygulama

Bölüm. Sayı.	Madde
3081	2 ml şırınga, 3 Needle Tips (iğne ucu) 20

GOeasy Ca-Line LC

Işıklı sertleşen radyoopak kalsiyum hidroksit liner.



ENDİKASYONLARI

- ▶ Derin restorasyonlar için alkalik bazlı liner

AVANTAJLARI

- ▶ Şırınga ile kolay uygulama
- ▶ Işık kürü: diş hekimi ve hastanın zamanından kazandırır
- ▶ Yüksek pH-değeri
- ▶ Post-operatif hassasiyeti azaltır
- ▶ Güvenli ve kolay teşhis için radyoopak

Bölüm. Sayı.	Madde
3801	2 ml şırınga, 3 Needle Tips (iğne ucu) 18

GOeasy Ca-Line

Kalsiyum hidroksit liner.



ENDİKASYONLARI

- ▶ Tüm direkt ve indirekt restorasyonlar için alkalic base liner
- ▶ Asit içeren simanların tedaviden önce pulpa koruması
- ▶ Profunda veya Pulpotomi durumlarında direk ve indirek pulpa kuafajları
- ▶ Geçici kanal kök doldurma

AVANTAJLARI

- ▶ Şırınga ile kolay uygulama
- ▶ Pulpanın korunması
- ▶ Yüksek ph değeri
- ▶ Tanı için Radyopak

Bölüm. Sayı.	Madde
3802	2 ml şırınga, 10 Needle Tips (iğne ucu) 20

GOeasy Seal

Işıkla sertleşen Fissür örtücü (sealant).



ENDİKASYONLARI

- ▶ Süt dişlerindeki küçük bozuklukların örtülmesi
- ▶ Kalıcı dişlerde etch (dağlama) edilmiş fissürlerin örtülmesi
- ▶ Kalıcı dişlerde çukurların ve küçük oyukların örtülmesi

AVANTAJLARI

- ▶ Şiringadan kolay uygulama
- ▶ Işık kürü
- ▶ İyi mühürleme
- ▶ Florid'in serbest kalması

Bölüm. Sayı.	Madde
3930	3 ml şırınga, 5 Needle Tips (iğne ucu) 22

Simply beautiful!

GOeasy F-Mix Varnish

Florür içeren vernik.



ENDİKASYONLARI

- ▶ Bireysel ve grup prophylaxe uygulamasında önleyici floridasyon
- ▶ Profesyonel diş temizlemesinden sonra floridasyon
- ▶ Yüksek hassasiyetlerde etkili tedavi
- ▶ Tamamlanmış restorasyondan sonra kenar boşluklarının nihai koruyucu şekilde örtülmesi

AVANTAJLARI

- ▶ Sıvı kıvamında
- ▶ Hızlı kuruma
- ▶ Dişlerin korunması

Bölüm. Sayı.	Madde
3921	5 ml şişe

GOeasy F-Mix Gel

Florür içeren jel.



ENDİKASYONLARI

- ▶ Bireysel ve grup prophylaxe uygulamasında önleyici floridasyon
- ▶ Profesyonel diş temizlemesinden sonra floridasyon
- ▶ Tamamlanmış restorasyondan sonra kenar boşluklarının nihai koruyucu şekilde örtülmesi
- ▶ Hassasiyetinin giderilmesi

AVANTAJLARI

- ▶ Tüpten kolay uygulama
- ▶ Jel kıvamında
- ▶ Kabul edilebilir tat
- ▶ Dişlerin korunması

Bölüm. Sayı.	Madde
3920	10 ml tüp



Tüm simanlar hakkında: Kaideler, dolgular, yapıştırıcılar!

Bazıları, biyouyumluluklarından ötürü geleneksel cam iyonomer diş dolgularını tercih edebilir. Diğerleri, estetik sonuçlar ve düşük çözünürlüklerinden dolayı reçineyle modifiye edilmiş olanları kullanır, bazılarıysa kompozit yapıştırıcılarını kullanır.

Konvansiyonel GI Simanlar

GOeasy Glass Fill Extra	Estetik konvansiyonel cam iyonomer dolgu simanları	sayfa 17
GOeasy Glass Fill Classic	Konvansiyonel cam iyonomer dolgu simanları	sayfa 18
GOeasy Glass Cem Classic	Konvansiyonel cam iyonomer kron kaplama simanlar	sayfa 18

Reçine modifiye GI Diş Simanlar

GOeasy ResinGlass Fill	Işıla sertleşen reçine modifiyeli cam iyonomer dolgu simanı	sayfa 19
GOeasy ResinGlass Cem	Işıla sertleşen reçine modifiyeli cam iyonomer yapıştırma simanı	sayfa 19

Kompozit Yapıştırma Simanı

GOeasy Flow Cem Duo – Automix 1:1	Dual kür kompozit simanı, dual kür yapıştırıcı ile birlikte kullanılır	sayfa 20
-----------------------------------	--	----------

GOeasy Glass Fill Extra

Restorasyonlar için estetik konvansiyonel cam iyonomer simanı – toz likit veya kapsül.



İNENDİKASYONLARI

- ▶ Her çeşit cam iyonomer restorasyonlar için universal siman

AVANTAJLARI

- ▶ Uygulama kolaylığı
- ▶ Kapsülün mükemmel kıvamı
- ▶ Toz ve likit seçeneği
- ▶ Mükemmel marjinal sızdırmazlık
- ▶ Çok iyi mekanik özellikler
- ▶ Yüksek florür salımı
- ▶ Estetik restorasyonlar

Bölüm. Sayı.	Madde
3022	ton A2, 15 g toz, 8 ml sıvı, doz kaşığı

Simply beautiful!

GOeasy Glass Fill Classic

Restorasyonlar için konvansiyonel cam iyonomer diş çimentosu.



ENDİKASYONLARI

- ▶ Süt dişlerinin tedavisi
- ▶ Sınıf III ve küçük sınıf I çürüklerin dolgusu
- ▶ Sınıf II çürüklerin geçici dolguları
- ▶ Metal kron kaplamaların altındaki korun desteklenmesi (kor yapımı)

AVANTAJLARI

- ▶ Kullanım kolaylığı
- ▶ Mükemmel kıvam ve esneklik
- ▶ Mükemmel marjinal sızdırmazlık
- ▶ İyi mekanik özellikler
- ▶ Güçlü florür salınımı

Bölüm. Sayı.	Madde
3002	ton A2, 15 g toz, 8 ml sıvı, doz kaşığı

GOeasy Glass Cem Classic

Kaplamaların, köprülerin, dolguların yapıştırılması için gerekli olan, yüksek kalitede bir yapıştırma simanıdır.

GOeasy Glass Cem Classic, yüksek basınç mukavemeti ve yüksek florür salınımı sunan birinci sınıf bir yapışmaya sahiptir ve bu da daimi dayanıklılık sağlar.



ENDİKASYONLARI

- ▶ Kron kaplamaların, köprülerin, dolguların, pins post, direk ve ortodontik bantların tutturulması için kullanılır

AVANTAJLARI

- ▶ İyi yapışma
- ▶ Yüksek basınç mukavemeti ve düşük çözünürlük
- ▶ Florür salımı

Bölüm. Sayı.	Madde
3000	15 g toz, 10 ml sıvı, doz kaşığı

GOeasy ResinGlass Fill

Light cure resin modified glass ionomer cement for restorations.



ENDİKASYONLARI

- ▶ Doğrudan restorasyonlar için Resin takviyeli ışıkla sertleşen cam ionomer

AVANTAJLARI

- ▶ Uygulama ve cilalama kolaylığı
- ▶ Mükemmel marjinal sızdırmazlık
- ▶ İyi mekanik özellikler
- ▶ Yüksek florür salımı
- ▶ Çok düşük çözünürlük

Bölüm. Sayı.	Madde
3042	ton A2, 15 g toz, 8 ml sıvı, dozaj kaşığı
3043	ton A3, 15 g toz, 8 ml sıvı, dozaj kaşığı

GOeasy ResinGlass Cem

Cam ionomerler ve reçineler gibi iki teknolojinin artı faktörlerini bir araya getiren reçine modifiyeli cam iyonomer katkılı siman.

Sonuç yapıştırma işlemi için yüksek kaliteli bir malzemedir. **GOeasy ResinGlass Cem**, diş maddesine iyi bir yapışma ve çok düşük film kalınlığı gösterir. **GOeasy ResinGlass Cem**, herhangi bir restorasyon için en yüksek kalite ve kolay kullanım sağlar.



ENDİKASYONLARI

Yapıştırma için kullanılan alanlar:

- ▶ Kompozit ve cam iyonomer simanlardan yapılmış kor yenilenmeleri ve sert doku üzerine kron ve köprü yapımında
- ▶ İnlayler, kron ve köprüler
- ▶ İnlayler, kron ve köprüler
- ▶ Metal veya Kompozit postlar

AVANTAJLARI

- ▶ Neme ve aside dayanıklı
- ▶ Çok düşük film kalınlığı
- ▶ Florür salımı
- ▶ Çok düşük çözünürlük

Bölüm. Sayı.	Madde
3040	15 g toz, 10 ml sıvı, doz kaşığı

Simply beautiful!

GOeasy Flow Cem Duo – Automix 1:1

Dual kür yapıştırıcılarla kullanılan dual kür kompozit simanı.



ENDİKASYONLARI

- ▶ İnlay ve Onlay'lerin simantasyonu
- ▶ Porselen kron ve veneer'lerin simantasyonu
- ▶ Postların simantasyonu

AVANTAJLARI

- ▶ Dual kür: restorasyonun kenarlarında hızlı ışıkla sertleşme ve karanlık alanlarda kendiliğinden sertleşmeyi garanti eder
- ▶ Kron kaplama, köprü, inlay, onlay ve veneer'ler için uygundur
- ▶ En etkili restorasyon için ince tabakalarda uygulanabilir
- ▶ Yüksek mekanik mukavemet
- ▶ Sabit hacim
- ▶ Güvenli bir teşhis için radyopak
- ▶ Dozaj şırıngası doğru karıştırma oranını ve kolay kullanımı sağlar

Bölüm. Sayı.	Madde
3080	5 ml şırınga, universal ton, 3 Mix Tips (karıştırma ipucu)

Geçici malzemeler: Kullanımı kolay, geçiciden daha fazla dayanır ...

Geçici kron kaplamalar veya köprüler sadece hazırlanan dişi korumakla kalmamalı, aynı zamanda nihai sonucun görünmesinde sağlamalıdır. Bu nedenle **GOeasy'nin Provi** serisi, doğal estetiğine ek olarak yeterince uzun ömürlü vasıflar taşıyan ürünlerden oluşur.

GOeasy Provi Temp – Automix 4:1	Kendinde sertleşen estetik geçici kron kaplama ve köprü malzemesi	sayfa 21
GOeasy Provi Cem – Automix 1:1	Eugenol içermeyen geçici siman, kolay yerleştirilebilir, kolay çıkarılabilir	sayfa 22
GOeasy Provi Fill	Yumuşak kompozit esaslı geçici ışıkla sertleşen dolgu malzemesi	sayfa 22

GOeasy Provi Temp – Automix 4:1

Kendinden sertleşen estetik geçici kron ve köprü malzemesi.



ENDİKASYONLARI

- ▶ Estetik geçici kron kaplama ve köprü restorasyonları

AVANTAJLARI

- ▶ Geçici kron ve köprüler için malzeme
- ▶ Karışım oranı 4: 1
- ▶ İyi mekanik güç
- ▶ Güzel estetik
- ▶ Tedavinin hemen sonrasında iyileştirilmiş geçici köprüye malzeme eklemek mümkündür

Bölüm. Sayı.	Madde
3702	ton A2, 50 ml kartuş, 10 Mix Tips (karıştırma ipucu)
3703	ton A3, 50 ml kartuş, 10 Mix Tips (karıştırma ipucu)

Simply beautiful!

GOeasy Provi Cem – Automix 1:1

Eugenol içermeyen geçici siman.



ENDİKASYONLARI

- ▶ Geçici ve uzun süreli geçicilerin simantasyonu
- ▶ Kalıcı kron ve köprülerin deneme simantasyonu

AVANTAJLARI

- ▶ Fazla materyalin çok kolay çıkarılması
- ▶ Düşük film kalınlığı
- ▶ Kron ve köprülerin güvenilir şekilde yapıştırma işlemi
- ▶ Geçici kron ve ya köprünün çok kolay ve temiz bir şekilde çıkarılması
- ▶ Eugenol içermez, bundan sonra kompozitlerle kaplama mümkündür
- ▶ Automix şırıngayla doğru karıştırma oranının garanti altına alınması ve Kolay Kullanım

Bölüm. Sayı.	Madde
3710	5 ml şırınga, 3 Mix Tips (karıştırma ipucu)

GOeasy Provi Fill

Hafif tedavi geçici dolgu malzemesi.



ENDİKASYONLARI

- ▶ Geçici restorasyonlar için ışıkla sertleşen dolgu malzemesi

AVANTAJLARI

- ▶ Basit uygulama ve ılık tedavisi
- ▶ İyi marjinal sızdırmazlık
- ▶ Kolay çıkarılma
- ▶ Zaman kazandıran ve güvenilir

Bölüm. Sayı.	Madde
3720	2 x 4 g şırınga, 3 Mix Tips (karıştırma ipucu)

Ölçü ve ısırma kayıt malzemeleri: Yüksek doğruluk!

Ağız en zorlu ortamlardan biridir! İlave kür vinil silikon diş ölçü malzemeleri, en ince ayrıntıları kaydetmek için güvenilir malzemelerdir. Güzel bir set oluşturmanın yanında (short setting – rahat çalışma süresiyle) iyi yırtılma mukavemeti, elastikiyet, boyutsal kararlılık ve mükemmel okunabilirlik için tasarlanmışlardır.

GOeasy Reprint Putty – mavi veya Maximix	Yoğrulabilir baz ölçü malzemesi	sayfa 23
GOeasy Reprint Light – Automix 1:1	Süper hidrofilik düzeltme ölçü malzemesi	sayfa 23
GOeasy Reprint Medium – Automix 1:1	Süper hidrofilik düzeltme ölçü malzemesi, daha yüksek viskozite	sayfa 24
GOeasy Reprint Bite – Automix 1:1	Isırma kaydı materyali	sayfa 24

GOeasy Reprint Putty

Eklenen vinil silikonları esas alan, yoğrulabilir baz ölçü malzemesi.



ENDİKASYONLARI

- ▶ İki adım ve iki fazlı ölçü tekniği için light body ölçü malzemesi ile kombinasyon halinde yoğrulabilir temel ölçü malzemesi
- ▶ Yoğrulabilir baz ölçü malzemesi. Tek adım iki fazlı ölçü teknikleri için light body veya medium body ölçüleri ile kombine edilebilir

AVANTAJLARI

- ▶ Yoğrulabilir kıvam
- ▶ Yeterli çalışma süresi, ağızda kısa süre
- ▶ Çok düşük büzülme
- ▶ Mükemmel ölçü sonuçları

Bölüm. Sayı.	Madde
3601	2 x 600 g, mavi, 2 x kaşık
3602	380ml MaxiMix kartuş, 5 Mix Tips, 1 x Bayonet ring

GOeasy Reprint Light – Automix 1:1

Süper hidrofilik düzeltme ölçü malzemesi, düşük viskoziteli ve ilave kür vinil silikon eklentili.



INDICATIONS

- ▶ iki aşama, iki faz için kombine edilmiş (macun / yıkama), diş izlenim tekniği için Automix düşük viskoziteli düzeltme ölçü malzemesi

AVANTAJLARI

- ▶ Düşük viskozite
- ▶ Yeterli çalışma süresi, ağızda kısa süre
- ▶ İdeal ıslanma davranışı
- ▶ Çok düşük büzülme
- ▶ Ayrıntıların çok iyi reproduksiyonu
- ▶ Automix kartuş

Bölüm. Sayı.	Madde
3603	2 x 50 ml kartuş, 6 Mix Tips (karıştırma ipucu)

Simply beautiful!

GOeasy Reprint Medium – Automix 1:1

Ek hidroklorik vinil silikonları esas alan süper hidrofilik düzeltme ölçü malzemesi - orta viskozite.



ENDİKASYONLARI

- Tek aşama için Automix orta viskozite düzeltme ölçü malzemesi, bir taban (macun) ölçü malzemesi ile birlikte iki aşamalı ölçü tekniği

AVANTAJLARI

- Orta viskozite
- İdeal ıslanma davranışı
- Yeterli çalışma süresi, ağızda kısa süre
- Çok düşük büzülme
- Ayrıntıların çok iyi reproduksiyonu
- Automix kartuş

Bölüm. Sayı.	Madde
3604	2 x 50 ml kartuş, 6 Mix Tips (karıştırma ipucu)

GOeasy Reprint Bite – Automix 1:1

Ek ıslatma vinil silikonları esas alan ısırmak kaydı malzemesi.



ENDİKASYONLARI

- Isırma kaydı
- Yüz kavislerin tespiti

AVANTAJLARI

- Ağızda çok kısa ayarlama zamanı
- Yüksek sertlik
- Kesilmesi güzel, kırılkan olmayan malzeme
- Çok düşük büzülme
- Kolay Kullanım
- Automix kartuş

Bölüm. Sayı.	Madde
3750	2 x 50 ml kartuş, açık mavi, 6 Mix Tips (karıştırma ipucu)

Diş protezleri için malzemeler: Hastaların konforu için.

Protezlerin zayıf uygunluğu kemik yıkımına ve yumuşak dokuların azalmasına sebep olabilir. Bunu önlemek için, **GOeasy**, diş hekimlerine yumuşak veya sert yapıştırıcı materyallerin eksiksiz takımlarını sağlar. Her ikisi de yardımcı (chairside) veya dolaylı olarak kullanılabilir.

GOeasy Soft Rebase System

Mükemmel kombinasyon:

sayfa 25

- ▶ Soft Rebase silikonun protezlere mükemmel şekilde bağlanması için bonding (PMMA)
- ▶ Automix kartuşunda yumuşak besleme malzemesi
- ▶ Vernik üzerine sızdırmazlık sağlayan, yumuşatma silikon malzemesinin kesilmiş kaba alanları için yumuşak silikon malzeme

GOeasy Hard Rebase System

Mükemmel kombinasyon:

sayfa 26

- ▶ Sert Rebase'in protezlere yapıştırılması için gerekli yapıştırıcı
- ▶ Yeniden line işlemi için automix lining malzemesi

GOeasy Soft Rebase System

Protezler için yumuşak re-lining malzemesi.



ENDİKASYONLARI

- ▶ Parsiyel ve total protezlerin yumuşak ve rahat direkt re-lining'i
- ▶ Parsiyel ve total protezlerin yumuşak indirekt reliningi
- ▶ İmplant iyileşmesi sürecinde protezlerin yumuşak bir şekilde yeniden birleştirilmesi

AVANTAJLARI

- ▶ Otomix kartuşu
- ▶ Diş hekimliğinde kolay uygulama
- ▶ Ayar sırasında sıcaklık artışı yok
- ▶ Güvenilir, uzun ömürlü, yumuşak
- ▶ İyi renk dengesi
- ▶ Primer protezin mükemmel yapışmasını sağlar
- ▶ Rodajdan sonra yüzeyleri düzeltmek için cila görevi görür

Bölüm. Sayı.

Madde

3910

50 ml kartuş yumuşak rebase malzeme, 5 ml şişe Astar, 2 x 3 ml şişe Vernik, 6 Mix Tips (karıştırma ipucu), spatula, fırça, fırça tutacağı

Simply beautiful!

GOeasy Hard Rebase System

Protezler için Sert Drenaj Malzemesi.




ENDİKASYONLARI

- ▶ Dolaylı veya direkt teknikte total ve parsiyel protezlerin sert kalıcı beslemesi

AVANTAJLARI

- ▶ Automix kartuşu
- ▶ Diş hekimliğinde kolay uygulama
- ▶ Çok düşük sıcaklık artışı: hasta için kabul edilebilir
- ▶ Güvenilir, uzun süreli yeniden birleştirilme
- ▶ Primer, protezin iyi yapışmasını sağlar

Bölüm. Sayı.	Madde
3901	50 ml kartuş rebase malzeme, 5 ml şişe Başbakan, 6 Mix Tips (karıştırma ipucu)



GOeasy aksesuarlar.

Bölüm. Sayı.	Madde
2601	50 adet GOeasy Mix Tip (O) Yellow Automix 50 ml 1:1 GOeasy Reprint Light, GOeasy Reprint Medium için
2602	50 adet GOeasy Mix Tip (S) Minimix 1:1 Black GOeasy Flow Cem Duo için
2603	5 adet GOeasy Fixation Ring GOeasy Reprint Putty MAXIMIX için
2604	50 adet GOeasy Mix Tip Dynamic GOeasy Reprint Putty MAXIMIX için
2605	50 adet GOeasy Mix Tip (O) Green Automix 50 ml 1:1 GOeasy Reprint Bite için
2606	50 adet GOeasy Mix Tip (O) Pink Automix 50 ml 1:1 GOeasy Soft Rebase için
2607	50 adet GOeasy Mix Tip (S) Automix 50 ml 4:1/10:1 GOeasy Provi Temp, GOeasy Hard Rebase için
2608	50 adet GOeasy Mix Tip (S) Minimix 1:1 Transparent GOeasy Provi Cem için
2612	100 adet GOeasy Needle Tip 17 GOeasy Flow Nano için
2613	100 GOeasy Needle Tip 18 GOeasy CA-Line LC için
2614	100 adet GGOeasy Needle Tip 20 GOeasy Flow, GOeasy Flow SE, GOeasy Glass Line, GOeasy Ca-Line için
2615	100 adet GOeasy Needle Tip 22 GOeasy Seal için
2616	100 adet GOeasy Needle Tip 25 GOeasy Etch için
2617	50 adet GOeasy Endo Brush
2618	50 adet GOeasy Canal Tip
2619	50 adet GOeasy Microbrush®
2650	1 adet GOeasy Fill Tip Dispenser GOeasy Fill Ceram Tips, GOeasy Fill Nano Tips için
2651	1 adet GOeasy Automix Dispenser 4:1/10:1 GOeasy Provi Temp, GOeasy Hard Rebase için
2652	1 adet GOeasy Automix Dispenser 1:1 GOeasy Reprint Light, GOeasy Reprint Bite, GOeasy Reprint Medium için

daha fazla bilgi için

www.goeasy.dental

DD Tıbbi Gereçler San ve Tic Ltd Sti
Molla Gürani Cad. No 49
Fındıkzade 34093
İstanbul
Tel: 0212 5320085 pbx
WhatsApp 0552 2102914

GO *easy!*
dentalmaterials



P.L. Superior Dental Materials GmbH, 22607 Hamburg, Germany

E-Mail: info@goeasy.dental

www.goeasy.dental